



地域支援コラム

SRC-W(歩行器)について紹介をします。



- ・前傾位になり、地面を足で蹴ることで前進します。
- ・前に進もうとする意識づけができます。
- ・サドルで体重を支えて両足が交叉するのを防ぎます。
- ・テーブルが透明プラスチック板になっているので視界がよく足の動きを自分で確認できます。
- ・水平タイプのグリップもついています。移動中に上肢を固定することで、体や頭の安定を図りSRC-Wの方向を変えやすくなります。

参考文献: 繁成 剛 太田 茂 齋藤 芳徳

重度障害児用歩行器 SRC ウォーカーの適合と評価 一療育施設と養護学校の事例を通して一

川崎医療福祉学会誌 Vol.13 No.1 2003 63-70